



## 德国BRAND PCR耗材大促销！

### 来自德国BRAND的PCR耗材

- 全部德国制造原装进口
- 兼容绝大多数常用PCR仪
- PP材质超薄壁具有更好的热传递效率更短的循环时间
- 96孔PCR板带有字母数字标识和切角标记
- 高透明度的平盖与qPCR绝佳匹配
- 无DNA DNase或RNase可121°C高压灭菌

促销

BRAND.For lab. For life.®



货号	描述和规格	
781366	96孔PCR板，无裙边，低容，透明，	50 块
781368	96孔PCR板，无裙边，标准，透明，	50 块
781373	96孔PCR板，半裙边，低容，升裙边，透明，	50 块
781375	96孔PCR板，半裙边，标准，透明，	50 块
781547*	96孔PCR板，硬质框架，PC/PP，透明，半裙边，标准容量，透明管，50 块	
781548*	96孔PCR板，硬质框架，PC/PP，蓝色，半裙边，标准容量，透明管，50 块	
781549*	96孔PCR板，硬质框架，PC/PP，透明，半裙边，低容，白管， 适用Roche® Lightcycler®,	50 块
781391	封板膜，用于Real Time PCR	

\*新品上市！聚碳酸酯框架为PCR板提供了高稳定性和硬度，通过超薄管壁进行快速的热传递，适合大部分标准的PCR仪且兼容自动化系统。



货号	描述	包装规格
781326	八联管/管盖组合装，平盖，透明	管子/盖子各250条
781325	八联PCR管，PP材质，白色，0.2 ml，单独购买 八联管管盖，用于qPCR	包装规格=125个
781334	八联管管盖，平盖，PP材质，透明	包装规格=125个
781333	八联PCR管，PP材质，每管连单盖，低容	包装规格 = 120条
781317	八联PCR管，PP材质，每管连单盖，0.15ml，低容，白管	包装规格 = 120条

促销时间：即日起至2023年12月31日

具体促销信息，欢迎咨询BRAND 销售人员和授权代理商。

详细技术信息请参见BRAND目录或网站，或咨询普兰德（上海）贸易有限公司。

普兰德（上海）贸易有限公司

地址：上海市徐汇区凯滨路199号201-1室

电话：+86 21 6422 2318

传真：+86 21 6422 2268

电子邮件地址：info@brand.com.cn [www.brand.com.cn](http://www.brand.com.cn)

